

GUIA DE CONFIGURAÇÃO PADRÃO – ECG RITMUS 1200

Unidade: CS Costa e Silva | Finalidade: Backup de Parâmetros Operacionais

1. Tela de Configuração: Amostragem e Sistema

Categoria / Parâmetro	Valor Padrão
Amostragem: Filtro AC	60Hz
Amostragem: Filtro EMG	25Hz
Amostragem: Filtro DFT	0.5Hz
Amostragem: Filtro Passa-Baixa	100Hz
Amostragem: Estilo de Exibição	12 Leads
Amostragem: Ordenar Derivação	Derivação de Rotina
Amostragem: Ganho Exibido	10 mm/mV
Amostragem: Velocidade Exibida	25 mm/s
Amostragem: Grade de Fundo	Exibir
Sistema: Luz de Fundo	Sempre
Sistema: Luz da Tela	1
Sistema: Desligar	Nenhum
Sistema: Energia Baixa	Sempre
Sistema: Idioma	Portuguese(BR)
Sistema: Hospital	CS Costa e Silva
Sistema: Sem Freq Card	Deslig

2. Configurações de Impressão

Parâmetro	Valor Padrão
Impressão	Auto 6x2+1_H
Ganho de Execução	Atual
Strip Auto	5 seg
Faixa de Ritmo	10 seg
QRS Média	3x4 + Marca
Auto Diagnóstico	Todos
Periódica	Deslig
Dispositivo de Impressão	Interno
Profundidade de Impressão	2
Marca de Tempo	Deslig
Arritmia	Deslig

3. Impressão Avançada e Inicialização (Novo ECG)

Parâmetro (Modo Avançado / Reset)	Valor Padrão
Impressão Automática	Lig.
Tipo de Dados	Após a impressão
Ritmo 1	II
Ritmo 2	V1
Título da Conclusão	Vazio
Médico	Precisa
Novo ECG: Velocidade	25 mm/s
Novo ECG: Ganho	10 mm/mV
Novo ECG: Filtro	AC + EMG
Novo ECG: Modo	Auto 6x2+1_H