

Nome do Paciente: _____

Sexo: M F Data nascimento: ____ / ____ / ____ CPF/ CNES: _____

TESTES RÁPIDOS DE TRIAGEM PARA SÍFILIS, HEPATITE B E HEPATITE C

1. Teste rápido para detecção de anticorpos da SÍFILIS

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa

Teste/nome: _____

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: **AMOSTRA** _____

2. Teste rápido para detecção de antígeno HEPATITE B - HBsAG

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa

Teste/nome: _____

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: **AMOSTRA** _____

3. Teste rápido para detecção de anticorpos da HEPATITE C - HCV

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa

Teste/nome: _____

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: **AMOSTRA** _____

Responsável Técnico: _____

COREN-SP: _____

- A realização dos testes rápidos de Sífilis, Hepatites Virais B e C são considerados **TRIAGEM**.
- **AMOSTRA REAGENTE**: é necessário que seja coletada nova amostra de sangue total para realização do exame específico para sífilis e/ou hepatites virais B e C.
- **AMOSTRA NÃO REAGENTE**: será considerada como triagem **NEGATIVA**. No caso de período de JANELA IMUNOLÓGICA, realizar nova triagem em 60 dias após a realização da primeira triagem.

Campinas, ____ / ____ / ____

Responsável pela entrega: _____

Nome do Paciente: _____

Sexo: M: ____ F: ____ Data Nascimento: ____ / ____ / ____ cpf/cns: _____

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV

Data da coleta da amostra: ____ / ____ / ____

Teste 1 - Nome do produto: _____

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa () fluido oral

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: _____

Teste 2 - Nome do produto: _____

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: _____

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO: AMOSTRA _____ para HIV

Responsável Técnico: _____ COREN-SP: _____

Amostra reagente ou não reagente para o HIV

- A amostra que apresentar resultado não reagente no teste rápido terá seu resultado definido como **“Amostra não reagente”**.
- As amostras que apresentarem resultado reagente em **dois** testes rápidos terão seu resultado definido como **“Amostra reagente”**.
- Nas amostras que apresentarem resultados discordantes em dois testes rápidos, deverá ser realizada a coleta de amostra por punção venosa para sorologia convencional para HIV.
- Se o resultado da 1ª amostra foi definido como **“Amostra não reagente”** para o HIV e se o usuário estiver em janela imunológica, recomenda nova testagem após 60 dias do último risco, com avaliação caso a caso.
- Resultado definido com o Fluxograma 1, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
- Resultados falso-negativos podem ser obtidos caso o teste seja utilizado em amostras de pacientes conhecidamente soropositivos, que estejam em vigência ou tenham sido submetidos a terapia antirretroviral.

Campinas, ____ / ____ / ____

Responsável pela entrega: _____

Unidade de Saúde _____

Nome do Paciente: _____

Sexo: _____ Data Nascimento: ____ / ____ / ____ Nº prontuário: _____

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV

Data da coleta da amostra: ____ / ____ / ____

Teste 1 - Nome do produto: _____

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa () fluido oral

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: _____

Teste 2 - Nome do produto: _____

Amostra: () sangue total – punção digital () sangue total – punção venosa

Método: Imunocromatografia

Lote: _____ Validade: ____ / ____ / ____

Resultado do teste: _____

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO: AMOSTRA _____ para HIV

Responsável Técnico: _____ COREN-SP: _____

Amostra reagente ou não reagente para o HIV

- A amostra que apresentar resultado não reagente no teste rápido terá seu resultado definido como **“Amostra não reagente”**.
- As amostras que apresentarem resultado reagente em **dois** testes rápidos terão seu resultado definido como **“Amostra reagente”**.
- Nas amostras que apresentarem resultados discordantes em dois testes rápidos, deverá ser realizada a coleta de amostra por punção venosa para sorologia convencional para HIV.
- Se o resultado da 1ª amostra foi definido como **“Amostra não reagente”** para o HIV e se o usuário estiver em janela imunológica recomenda-se nova testagem após 60 dias do último risco, com avaliação caso a caso.
- Resultado definido com o Fluxograma 1, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
- Resultados falso-negativos podem ser obtidos caso o teste seja utilizado em amostras de pacientes conhecidamente soropositivos, que estejam em vigência ou tenham sido submetidos a terapia antirretroviral.

Campinas, ____ / ____ / ____

Responsável pela entrega: _____